

Produktdatenblatt

Artikel. Nr. 2419
 Sortenbezeichnung: Lösl. Bohnenkaffee SUPREME „Classical“ 10x500g
 Abpackung: 500g / Portion
 Verkaufseinheit: 10 x 500g = 5,0kg
 ILN- Gebinde: 4009299241923

Physikalische und chemische Beschaffenheit:

Kriterium	Wertespektrum	Anaylsenmethode
Restfeuchte:	max.5 %	Halogentrockner
pH. Wert:	4,45 – 5,05	1,4g in 100ml de-mineralisiertem Wasser
Säuregrad:	4,7 – 6,5 ml	1,4g in 100ml de-mineralisiertem Wasser, Endpunkt-Titration mit 0,1mol/l NaOH bis pH 6,7
Farbwert:	50-90	Messgerät LK 100, Dr. Lange
Sediment:	0- 2,5	Funke-Gerber-Equipment
Koffeingehalt:	3-5 %	Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC)

Sensorische Prüfung: 1,5g löslichen Kaffee in eine Tasse dosieren. Mit 100ml heißem Wasser aufgießen (ca. 80-85°C)